

# PHILIPS

IPL – Szőrtelenítő  
készülék

Lumea Advanced

Testhez

Bőrtónus-érzékelővel

15 perc a lábszárak kezelésére



SC1994/00



## Szőrmentességet biztosít minimum 3 hónapig\* Már 3 kezelés után min. 85%-kal kevesebb szőr\*\*

A Philips Lumea Advanced rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre selymes simaságát.

### Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Otthon használható, professzionális IPL technológia, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztve
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt
- INGYENES Lumea alkalmazás, hogy legyen egy mindig elérhető személyes tanácsadója

### Biztonságos, gyors és hatékony a test bőrén

- Bizonyítottan biztonságos és hatásos kezelés
- Beépített bőrtónus-érzékelő

### Maximális szabadság, problémák nélkül


- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében



asimpleswitch.com


# Fénypontok

## Hosszan tartó selymesség



Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

## Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében alig 3 kezelést követően legalább 85%-os csökkenés mutatható ki.\*\* Az első 4 kezelést kéthetente kell elvégezni, amely után már láthatja a kívánt eredményt. A tartós eredmény érdekében csak végezzen el egy utókezelést négyhetente. Mindössze 8 utókezelés után bőre legalább 3 hónapig szőrmentes marad.\* A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában.

## Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete szőrszálakon és a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Ahogy más IPL-alapú kezeléseket esetében is, a Philips Lumea nem használható fehér / ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén. Ennek az az oka, hogy nagy kontrasztnak kell lennie a haj és a bőr színpigmentje között.

## Bőrtónus-érzékelő




A biztonságos használat érdekében a beépített bőrtónus-érzékelő minden kezelés elején – és kezelés közben is – felméri a kezelt bőr színét. Ha olyan bőrtónust érzékel, ami túl sötét a készülék használatához, akkor automatikusan leállítja az impulzusok kibocsátását.

## Gyors kezelés a lábakon



Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekre, pl. lábakra végzett gyors használat érdekében.

## INGYENES Lumea alkalmazás



Az ingyenesen letölthető Lumea alkalmazás egyedi és személyre szabott IPL élményt nyújt – csak Önnek. Saját személyes tanácsadója lesz, aki gondoskodik arról, hogy a legtöbbet hozza ki Lumea készülékéből, és a hosszantartó eredmény érdekében azt helyesen használja. Az alkalmazás segítségével elkészítheti személyes kezelési ütemtervét testrészenként, emellett minden kezeléshez tanácsokat és tippeket is kap. Csak annyit kell tennie, hogy rendszeresen ellenőrizze az alkalmazásban, hogy érkezett-e értesítése, vagy van-e emlékeztetője.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókussterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

# Műszaki adatok

## Alkalmazási területek

**Testterületek:** Kar, Láb, Has, Hónalj, Bikinivonal

## Tartozékok

**Testszőrtelenítő tartozék (4 cm<sup>2</sup>):** A nyak alatti területeken való használatra

## Alkalmazás módja

**Slide and flash:** A könnyedebb mozdulatokért

**Vezetékes/vezeték nélküli használat:**

Vezetékes

**Stamp and flash:** A hajlatok kezeléséhez

## Alkalmazási idő

**Bikinigonal:** 4 perc

**Hónalj:** 2,5 min

**Alsó lábszár:** 15 perc

## Biztonság és állítható beállítások

**Beépített UV-szűrő:** Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

**5 fényenergia-beállítás:** Bőrtípushoz állítható

**Beépített biztonsági rendszer:** Véletlen

villanás megakadályozása

**Bőrtónus-érzékelő:** Érzékeli a bőrtónusát

## Energiaellátás

**Feszültség:** 100–240 V

**Vezetékes használat**

## Tartozékok

**Használati útmutató:** Felhasználói kézikönyv

**Tárhely:** Védőtok

**adapter:** 24 V / 1500 mA

**Tartozék:** Tisztítókendő

## Szerviz

**Jótállás:** Kétéves globális garancia

